


AMBIDERM™

35 AÑOS
PONIENDO SEGURIDAD
EN TUS MANOS

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS



¿QUIÉNES SOMOS?

Empresa 100% mexicana líder en la fabricación y comercialización de guantes y productos desechables para dentistas y médicos.

Con nuestra ubicación en puntos estratégicos damos el servicio apropiado a cada uno de nuestros clientes. Además contamos con representantes en toda la república mexicana, logrando de esta manera otorgar la atención precisa y personalizada que usted merece.



Eco Friendly
Respetuoso con el medio ambiente

1

Supertex Industrial nace en 1988 como fabricante de guantes de látex en la ciudad de Zapopan, Jalisco, fusionándose posteriormente en 1998 con Ambiderm S.A. de C.V. para crear un solo grupo.

2

Comprometidos con nuestro medio ambiente, nuestros productos son fabricados bajo estrictas normas de calidad, excediendo los estándares internacionales de la industria, lo cual garantiza su seguridad.

3

Satisfacer las expectativas de nuestros clientes en términos de calidad, seguridad, tiempo, servicio y confiabilidad, con un equipo de trabajo altamente competitivo que busca la innovación continua.

4

Nuestro principal objetivo es su seguridad, es por ello que todos nuestros productos cumplen y exceden los estándares de calidad establecidos por instituciones y organismos nacionales e internacionales.

COFEPRIS
Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios.

ASTM
American Society for Testing and Materials.

FEUM
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

AMBIDERM™

¿QUÉ ES LÁTEX?

El látex de caucho natural es un líquido extraído del árbol del hule (Hevea Brasiliensis), originario de la selva amazónica llevado al sureste asiático y reproducido exitosamente por las condiciones climáticas. Los principales productores mundiales son: Tailandia, Malasia, India, Indonesia y Vietnam. Este líquido es procesado para la fabricación de una gran variedad de artículos entre los cuales se encuentran: globos, mamilas, chupones, condones, etc. Además, muchos productos médicos y dentales contienen látex; como lo son los guantes, catéteres, torniquetes y equipo de resucitación.



 #YoUso Látex





GUANTES

ELITE

PRESENTACIÓN

- Estéril
- Microtexturizado
- Anatómico
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.15 mm
- Elongación: $> 900\%$

CARACTERÍSTICAS



COLORES



Natural

TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON
50 PARES



Guantes de hule látex natural estéril,
anatómico y microtexturizado.

CIRUGÍA

PRESENTACIÓN

- Estéril
- Microtexturizado
- Anatómico
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.15 mm
- Elongación: $> 900\%$

CARACTERÍSTICAS



COLORES



Natural

TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON
50 PARES



Guantes de hule látex natural estéril, anatómico y microtexturizado.

ESTÉRIL

PRESENTACIÓN

- Estéril
- Acabado sedoso
- Ambidiestro
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.10 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



Bajo en polvo



Liso

COLORES



Natural

TALLAS



1 GUANTE
POR BOLSA



Eco
Friendly
Respetuoso con el medio ambiente

CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES
BOLSA CON
10 GUANTES

Guantes de hule látex natural estéril, ambidiestro, con acabado liso para mayor sensibilidad al tacto, empacado un guante por bolsa.

PLUS

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Acabado sedoso
- Ambidiestro
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.10 mm
- Elongación: $> 800\%$


CARACTERÍSTICAS



COLORES



TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON 100 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado liso, diferentes colores 1 color por caja.

PLUS MENTOLADO

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Acabado sedoso
- Ambidiestro
- Aroma a Menta
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.10 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



Bajo
en polvo




Liso

Aroma
a Menta



Eco
Friendly
Respetuoso con el medio ambiente



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

COLORES



Verde

TALLAS



Guantes de hule látex no estéril,
ambidiestro, con acabado liso y
aroma a menta.

MAXTER

MENTOLADO

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Acabado Liso
- Ambidiestro
- Aroma a Menta
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.12 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



Bajo
en polvo



Textura
tipo panal



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

COLORES



Verde Menta

TALLAS



Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado microtexturizado tipo panal y aroma a menta.

COLORFULL

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Acabado sedoso
- Ambidiestro
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.10 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



Bajo
en polvo



Liso

COLORES



Surtido de Colores

TALLAS



Eco
Friendly
Respetuoso con el medio ambiente

CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado liso, surtido de colores.

KID GLOVES

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Acabado sedoso
- Ambidiestro
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.10 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



Bajo
en polvo



Liso

COLORES



Surtido de Colores

TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado liso, surtido de colores en talla chica.

CONFORT

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Acabado Liso
- Ambidiestro
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.08 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



Bajo
en polvo



Liso

COLORES



Natural

TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado liso. Color natural.

EXTRA

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Microtexturizado
- Ambidiestro
- Libre de polvo
- Espesor: ≥ 0.12 mm
- Elongación: $> 700\%$

CARACTERÍSTICAS




COLORES



Natural

TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado microtexturizado. Color natural.

MULTIUSOS

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Textura sedosa
- Ambidiestro
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.10 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



Bajo
en polvo



Liso

COLORES



Blanco



Surtido
de Colores

TALLAS

UNITALLA



Respetuoso con el medio ambiente



CONTENIDO: CAJA CON
25 GUANTES
BOLSA CON
10 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado liso, en practicas presentaciones.

NEGRO

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Microtexturizado
- Ambidiestro
- Libre de polvo
- Espesor: ≥ 0.12 mm
- Elongación: $> 700\%$

CARACTERÍSTICAS



Libre
de polvo




Microtexturizado

COLORES



Negro

TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril,
ambidiestro, con acabado
microtexturizado. Libre de polvo.

PLUS NEGRO

PRESENTACIÓN

- No Estéril
- Acabado Liso
- Ambidiestro
- Bajo contenido de polvo
- Espesor: ≥ 0.10 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS




COLORES



Negro

TALLAS



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

Guantes de hule látex no estéril, ambidiestro, con acabado liso, Bajo en polvo.

NITRILO

PRESENTACIÓN

- No estéril
- Texturizado en yemas
- Ambidiestro
- Libre de polvo
- Espesor: $\geq (2.5 \text{ Mil}) \geq 0.06 \text{ mm}$
- Elongación: $> 500\%$

CARACTERÍSTICAS



CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

COLORES



TALLAS



Guantes sintéticos de Nitrilo, no estériles, ambidiestro, con acabado microtexturizado, en diferentes colores.

NITRILO BOLSA

PRESENTACIÓN

- No estéril
- Texturizado en yemas
- Ambidiestro
- Libre de polvo
- Espesor: $\geq (2.5 \text{ Mil}) \geq 0.06 \text{ mm}$
- Elongación: $> 500\%$

CARACTERÍSTICAS



COLORES



TALLAS



CONTENIDO: BOLSA CON
10 GUANTES

Guantes sintéticos de Nitrilo, no estériles, ambidiestro, con acabado microtexturizado, en diferentes presentaciones.

VINYL LIGHT

PRESENTACIÓN

- No estéril
- Textura lisa
- Ambidiestro
- Libre de polvo
- Espesor: ≥ 0.05 mm
- Elongación: $> 400\%$

CARACTERÍSTICAS



Libre
de polvo



Liso

COLORES



Transparente

TALLAS



Libre
de Látex

CONTENIDO: CAJA CON
100 GUANTES

Guantes sintéticos de Vinilo, no estériles, ambidiestro, con acabado liso, delgado para múltiples usos.

VINYL

PRESENTACIÓN

- No estéril
- Textura lisa
- Ambidiestro
- Libre de polvo
- Espesor: ≥ 0.06 mm
- Elongación: $> 400\%$

CARACTERÍSTICAS



Libre de polvo




Liso

COLORES



Transparente

TALLAS



Libre de Látex

CONTENIDO: CAJA CON 100 GUANTES

Guantes sintéticos de Vinilo, no estériles, ambidiestro, con acabado liso.

POLIETILENO

PRESENTACIÓN

- No estéril
- Grabado
- Ambidiestro

CARACTERÍSTICAS



Libre de polvo



Grabado

COLORES



Transparente

TALLAS



Libre de Látex

CONTENIDO: CAJA CON 100 GUANTES

Guantes sintéticos de Polietileno, no estériles, ambidiestro, con textura.

SATINADO

PRESENTACIÓN

- No estéril
- Texturizado en palma y dedos
- Anatómico
- Libre de polvo
- Espesor: ≥ 0.33 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



COLORES



Rojo



Azul



Amarillo



Verde



Naranja

TALLAS



CONTENIDO: BOLSA
CON 1 PAR



Guantes de hule látex natural, anatómico, reduce el cansancio en sus manos, con microtexturizado en yema y dedos. Aptos para la limpieza del hogar, cocinas, oficinas, jardinería, etc.

AFELPADO


PRESENTACIÓN

- No estéril
- Texturizado en palma y dedos
- Anatómico
- Libre de polvo
- Espesor: ≥ 0.33 mm
- Elongación: $> 800\%$

CARACTERÍSTICAS



COLORES



TALLAS



CONTENIDO: BOLSA
CON 1 PAR

Guantes de hule látex natural, anatómico y con aspersion de algodón en el interior.



DENTAL

CUBREBOCAS

CARACTERÍSTICAS

- Superficie suave
- Resistente a líquidos
- No estéril
- Desechable
- Elástico

PRESENTACIONES

Cubre bocas
con elásticos

- Azul
- Negro
- Naranja
- Rosa
- Violeta
- Verde
- Blanco
- Amarillo
- Surtido de Color



CONTENIDO: CAJA CON
50 CUBREBOCAS

Mascarillas quirúrgicas de tres pliegos con filtro antibacterial, elaboradas con tela no tejida en colores diferentes. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) 98% y (BFE) 95% en el color negro.

CUBREBOCAS INFANTIL

CARACTERÍSTICAS

- Superficie suave
- Resistente a líquidos
- No estéril
- Desechable
- Elástico

PRESENTACIONES

Cubre bocas
con elásticos

- | | | |
|--|---|--|
|  Azul |  Violeta |  Rosa Panda |
|  Rosa |  Blanco Delfines |  Carritos Verdes |
|  Blanco |  Azul con Pandas |  Surtido de Color |



CONTENIDO: CAJA CON
50 CUBREBOCAS

Mascarillas quirúrgicas de tres pliegos con filtro antibacterial, elaboradas con tela no tejida en colores diferentes. Banda ajustable permiten adaptar el cubrebocas al tamaño adecuado manteniendo a los niños protegidos. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) 98% y (BFE) 95% en el color negro.

BOLSA DE CUBREBOCAS

CARACTERÍSTICAS

- Superficie suave
- Resistente a líquidos
- No estéril
- Desechable
- Elástico

PRESENTACIONES

- Cubrebocas con elásticos ◦ ● Azul



CONTENIDO: BOLSA CON
5 CUBREBOCAS
10 CUBREBOCAS

Mascarillas quirúrgicas de tres pliegos con filtro antibacterial, elaboradas con tela no tejida en colores diferentes. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) 98%.

AGUJA DENTAL

CARACTERÍSTICAS

- Tipo carpule
- Atóxico
- Desechable
- Libre de pirógenos
- Esterilizado por OE

PRESENTACIONES

Corta: **30G**

Larga: **27G**



CONTENIDO: CAJA CON
100 AGUJAS

Nuestras agujas dentales están fabricadas de acero inoxidable y punta tribiselada que ayuda a reducir el dolor en el paciente. Están codificadas por color para una fácil identificación.

ROLLO DE ALGODÓN

CARACTERÍSTICAS

- No Estéril
- Desechable
- 100% algodón
- Libre de almidón
- Bolsa de polietileno
- Medida de: 3.8x1.0 cm



CONTENIDO: BOLSA CON
1000 ROLLOS

Los rollos de algodón Ambiderm están hechos de algodón 100% natural, libres de almidones y sin aglutinantes, evitando irritaciones en las mucosas.

Las fibras del rollo de algodón son más pequeñas, lo que permite mayor absorción durante el lapso de trabajo.

EYECTOR DE SALIVA

PRESENTACIÓN

- Libre de látex
- Transparente
- Largo: 15 cm
- Casquillo fijo
- Sin memoria
- Suave consistencia



CONTENIDO: BOLSA CON
100 EYECTORES


Alambre recubierto de zinc, forrado por el PVC que proporciona cualquier posición deseada, sin que éste regrese a su posición original. Alta capacidad de succión que no daña el tejido bucal, gracias a los bordes redondeados de nuestro casquillo.

CAMPO DENTAL

PRESENTACIÓN

- Caja con 500 Campos
- 5 bolsas 1 color por bolsa

COLORES



CONTENIDO: BOLSA CON
100 CAMPOS


Campos dentales desechables.
Caja con 5 colores.

CAMPO DENTAL 5 COLORES

PRESENTACIÓN

- Contenido Caja: 5 Bolsas
- Bolsa con 100 Campos 20 de cada color

COLORES



CONTENIDO: BOLSA CON
100 CAMPOS
5 COLORES DIFERENTES

Campos dentales desechables.
Caja con 5 bolsas decolores
combinados.

CAMPO DENTAL NEGRO

PRESENTACIÓN

- Contenido Caja: 5 Bolsas
- Bolsa con 100 Campos Negros

COLORES



CONTENIDO: BOLSA CON
100 CAMPOS

Campos dentales desechables.
Caja con 5 bolsas color negro.

GASA DE TELA NO TEJIDA

CARACTERÍSTICAS

- No estéril
- Tela no tejida
- 4 Pliegos
- Color: blanco

PRESENTACIONES



5 cm x 5cm




CONTENIDO: PAQUETE CON
200 GASAS

La gasa de tela no tejida brinda mayor protección gracias a su composición uniforme que asegura máxima resistencia a la ruptura. Libre de hilos y fibras sueltas en los extremos. Cuenta con una superficie suave que permite el paso del aire sobre la piel. Libre de pelusa. Brinda excelente absorción a líquidos por su composición de 4 capas.

PAÑUELO DESECHABLE

CARACTERÍSTICAS

- 2 Pliegos
- 100% Pulpa de madera
- Medida: 20 x 20.5 (caja)
20 x 20 (cartera)



CONTENIDO: CARTERA CON
10 PAQUETES
CONTENIDO: CAJA CON
90 PAÑUELOS
180 PAÑUELOS

Pañuelo facial desechable suave, ideal para el cuidado personal y auxiliar en los imprevistos de la vida diaria.



MÉDICO

CATÉTER INTRAVENOSO

CARACTERÍSTICAS

- Esterilizado por OE
- Desechable
- Atóxico
- Libre de pirógenos
- Radiopaco

PRESENTACIÓN

14 G

16 G

18 G

20 G

22 G

24 G



CONTENIDO: CAJA CON
100 CATÉTERS

Nuestro catéter IV sin alas y sin puerto de inyección. Está fabricado de PTFE (Politetrafluoretileno), resistente y biocompatible. Su diseño de superficies interiores y exteriores extremadamente lisas permite asegurar una fácil venopunción con el mínimo trauma. Aguja de acero inoxidable, con punta tribiselada para una venopunción suave y sin dolor. Cuenta con tapón antiderrapante para un mejor agarre.

RASTRILLO QUIRÚRGICO

CARACTERÍSTICAS

- No estéril
- Plástico grado médico
- Mango antiderrapante

PRESENTACIÓN

- **Hoja de dos fillos:** Con revestimiento de platino. Con diseño de dientes romos. Mango redondo y con antiderrapante. Protector de plástico en el cabezal.
- **Hoja de un solo filo:** Con revestimiento de platino. Fácil de usar y limpiar. Con diseño de dientes romos. Mango cuadrado con esquinas redondeadas para mayor comodidad. Protector de plástico en el cabezal.
- **Hoja de un solo filo:** Con revestimiento de platino. Fácil de usar y limpiar. Con diseño de dientes romos. Cuerpo del rastrillo con antiderrapante. Diseño compacto.



CONTENIDO: CAJA CON
50 RASTRILLOS
DE UN FILO Y ERGONÓMICO

CONTENIDO: CAJA CON
100 RASTRILLOS
DE DOS FILOS

Nuestros rastrillos quirúrgicos desechables están fabricados de poliestireno con navaja de acero inoxidable recubiertas de platino, su diseño con dientes de bordes romos que facilita el rasurado.

TAPETE ADHESIVO

CARACTERÍSTICAS

- No estéril
- Color: gris
- Bordes biselados
- Dimensiones: 114 x 45.7 cm
- Cuenta con 30 hojas de polietileno Numeradas secuencialmente



CONTENIDO: CAJA CON
4 TAPETES

El uso del Tapete Adhesivo Ambiderm ofrece una reducción significativa en el transporte de microorganismos dentro de áreas críticas ya que, gracias a su adhesivo retiene la contaminación del calzado, reduce el polvo en las ruedas de los carros y camillas, mejorando así la conservación y limpieza del suelo.

BOLSA PARA RESIDUOS

CARACTERÍSTICAS

- No estéril
- Bolsa de polietileno
- Con jareta de amarre

PRESENTACIONES

- Colores
 - Rojo
 - Amarillo



CONTENIDO: BULTO CON
350 BOLSAS
500 BOLSAS

Nuestra bolsa es una excelente opción para el manejo y traslado de todos aquellos residuos que se generan a través de las actividades médicas que requieren cuidado especial, disminuyendo el riesgo significativo que representan dichos residuos. Cuenta con práctica jareta para su cierre. Sus colores y logotipo universal hacen que se identifique fácilmente su contenido.

ELECTRODO

PRESENTACIÓN

- T715 Redondo (55mm)
Espuma de PE.
- T815 Redondo (55mm)
Tela no tejida.
- T716 Ovalado (43 X 45 mm)
Espuma de PE.
- T718 Pediátrico Ovalado (32 X 38 mm)
Espuma de PE.



CONTENIDO: CAJA CON
20 POUCH
CON 50 ELECTRODOS

El Electrodo Ambiderm es ideal para monitoreo cardíaco en adultos y niños, ya que brinda una mejor lectura. Es totalmente libre de látex y atóxico. Cuenta con sensor de cloruro de plata y gel sólido conductivo.

HOJA PARA BISTURÍ

CARACTERÍSTICAS

- Acero al carbón
- Acero inoxidable
- Embone perfecto al mango
- Fabricado en distintas formas y medidas
- Esterilizadas con rayos Gamma

PRESENTACIÓN

10 11 12 15 15C
20 21 22 23 24



CONTENIDO: CAJA CON
100 BISTURÍS

El proceso de fabricación de nuestras hojas para bisturí está certificado por los más estrictos estándares de control de calidad y ambiente estéril ya que nuestro producto juega una posición crítica en el amplio campo de las cirugías. Presentaciones en acero al carbón y acero inoxidable; cuenta con un práctico empaque de aluminio que facilita su apertura y garantiza su esterilidad.

ABATELENGUAS

CARACTERÍSTICAS

- No estéril
- Atóxico
- Desechable
- Medida: 15cm

PRESENTACIONES

- **Caja con:** 100 Abatelenguas
- **Bolsa Polietileno:** 500 pzas
- **Bolsa Polietileno:** 500 pzas (20 bolsas ziplock)



CONTENIDO: BOLSA CON
25 ABATELENGUAS
500 ABATELENGUAS
CONTENIDO: CAJA CON
100 ABATELENGUAS

Fabricado de madera de abedul 15 cm de largo. Finamente terminado para evitar que existan astillas que puedan lastimar a su paciente.

APLICADOR DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

- No estéril Largo de 150 mm
- Diámetro de la barra 2.2
- Diámetro de la mota de algodón de 5.2 mm



CONTENIDO: CAJA CON
10 BOLSAS
CON 100 APLICADORES

Aplicador de madera con algodón finamente terminado.

JERINGA

PRESENTACIÓN

- Estéril
- Atóxico
- Hermética
- Transparente
- Libre de Pirogenos

CARACTERÍSTICAS

- **Jeringa con Aguja Volumen:** 1ml, 3ml, 5ml, 10ml
Gauge: **20G** **21G** **22G** **23G** **27G** **29G** **30G**
- **Jeringa Para Insulina Volumen:** 1ml X 13 mm
Gauge: **30G**



CONTENIDO: CAJA CON
100 JERINGAS

Jeringa de plástico con aguja.

GASA

PRESENTACIÓN

- Estéril / No estéril
- Tejido de 20x12
- 12 Pliegos
- De algodón
- Desechable

CARACTERÍSTICAS

- **Estéril:** 7.5 X 5 cm (5 Piezas por pouch) **20 SOBRES POR CAJA**
10 X 10 cm (5 Piezas por pouch) **20 SOBRES POR CAJA**
- **No Estéril:** 7.5 X 5 cm **200 PIEZAS**
10 X 10 cm **200 PIEZAS**



Gasa ideal para el tratamiento de heridas en el área quirúrgica. Su composición de varias capas garantiza la mayor absorción, limpieza y protección.



ROPA
MÉDICA


ROPA MÉDICA

Nuestras prendas están confeccionadas a base de tela no tejida SMS de primera calidad. La tela repelente tiene la función principal de crear una barrera que impide el paso de fluidos (de alta densidad) y gérmenes para evitar posibles contagios e infecciones. La tela absorbente, tal y como su nombre lo indica, absorbe fluidos para evitar derrames. El principal objetivo de nuestra línea de ropa médica es ofrecerle la mayor comodidad, protección y suavidad.

TELA NO TEJIDA (SMS)

Es una tela fabricada a base de 100% polipropileno. El nombre SMS se debe a las siglas Spunbonded - Meltblown - Spunbonded. Este tipo de tela se conforma por 3 capas unidas mediante un proceso térmico. Las dos capas exteriores de Spunbonded proveen maleabilidad y una capa intermedia de Meltblown compuesta de microfibras que actúan como barrera contra agentes contaminantes.

Al combinar las 3 capas, se obtiene una tela mejorada ya que se combinan y se suman las bondades de cada tipo de tela y a la vez se reducen las desventajas individuales de cada una.



PRESENTACIÓN

- Suave
- Fresca
- Buena opacidad
- Buenas propiedades mecánicas
- Resistencia al paso de líquidos


PAQUETE CIRUGÍA MAYOR

INCLUYE

- 1 Sábana inferior (180 X 140 cm)
- 1 Sábana superior (110 X 188 cm)
- 3 Toallas para manos (30 X 30 cm)
- 3 Batas para cirugía unitalla (125 cm)
- 4 Campos con adhesivo (60 X 40 cm)
- 1 Funda para mesa de Mayo (100 X 44 cm)
- 1 Cubierta para mesa de riñón (110 X 232 cm)
- 1 Bolsa para residuos biológicos (50 X 60 cm)
- 1 Sábana hendida (236 X 148 cm) Fenestración de 30 X 12 cm

CARACTERÍSTICAS

- Estéril
- Empacado en bolsa tyvek







PAQUETE CIRUGÍA MENOR

INCLUYE

- 2 Toallas para manos (30 X 30 cm)
- 2 Batas para cirugía unitalla (125 cm)
- 4 Campos con adhesivo (60 X 40 cm)
- 1 Funda para mesa de Mayo (100 X 44 cm)
- 1 Cubierta para mesa de riñón (110 X 232 cm)

CARACTERÍSTICAS

- Estéril
- Empacado en bolsa tyvek



SMS


PAQUETE PARA PARTO

INCLUYE

- 2 Pierneras (115 X 53 cm)
- 1 Manta para neonato (79 X 77 cm)
- 1 Toallas para manos (30 X 30 cm)
- 1 Batas para cirugía unitalla (125 cm)
- 4 Campos con adhesivo (60 X 40 cm)
- 1 Funda para mesa de Mayo (100 X 44 cm)
- 1 Campo repelente para cadera (111 X 89 cm)
- 1 Cubierta para mesa de riñón (110 X 232 cm)

CARACTERÍSTICAS

- Estéril
- Empacado en bolsa de polietileno con tyvek




PAQUETE PARA PARTO BÁSICO

INCLUYE

- 1 Gorro para paciente
- 2 Pierneras (115 X 53 cm)
- 3 Campos con adhesivo (60 X 40 cm)
- 1 Funda para mesa de Mayo (100 X 44 cm)

CARACTERÍSTICAS

- Estéril
- Empacado en bolsa de polietileno con tyvek



UNIFORME QUIRÚRGICO

INCLUYE

- 1 Gorro para cirujano
- 1 Cubrebocas de dos pliegos
- 1 Filipina con bolsa frontal y cuello en "V"
- 1 Par de botas sin plantillas con cinta de amarre
- 1 Pantalón con elástico en la cintura, bolsa externa trasera y bolsa lateral oculta

CARACTERÍSTICAS

- No Estéril
- Empacado en bolsa polietileno



SMS


UNIFORME BÁSICO QUIRÚRGICO

INCLUYE

- 1 Gorro para cirujano
- 1 Cubrebocas de dos pliegos
- 1 Filipina con bolsa frontal y cuello en redondo
- 1 Par de botas sin plantillas con cinta de amarre
- 1 Pantalón básico con elástico en la cintura y bolsa externa trasera

CARACTERÍSTICAS

- No Estéril
- Empacado en bolsa polietileno



SMS

FILIPINA Y PANTALÓN

CUELLO REDONDO

- Atoxico
- No estéril
- Contenido: • **1 Filipina (cuello redondo)**
• **1 Pantalón (bolsa externa trasera)**

CUELLO TIPO "V"



- Atoxico
- No estéril
- Contenido: • **1 Filipina (cuello tipo v)**
• **1 Pantalón (bolsa externa trasera y lateral oculta)**



BATA PACIENTE

INCLUYE

- No Estéril
- Cuello redondo
- Talla Grande: 1.05 X 0.68
- Talla Mediana: 1.03 X 0.66
- Cierre trasero de velcro 1 pulgada



CONTENIDO: BOLSA CON
1 BATA MÉDICA


BATA CIRUGÍA

INCLUYE

- Puños de Cardigán 6 cm
- Unitalla Estéril / No Estéril
- Listón de amarre en la espalda
- Velcro 1 pulgada ajustable a cuello

CARACTERÍSTICAS

- Estéril (empacado en bolsa tyvek)
- No Estéril (empacado en bolsa de polietileno)





CONTENIDO: BOLSA CON
1 BATA MÉDICA

BATA CON CINTAS DE AMARRE

INCLUYE

- Unitalla
- Atóxico
- Cuello redondo
- Con cintas de amarre
- Liston de amarre en la espalda



CONTENIDO: BOLSA CON
10 BATA MÉDICA


SÁBANAS

SÁBANA

- No Estéril
- Sin costuras
- Empaque de polietileno
- Presentaciones:
 - 90 X 1.00 m
 - 1.15 X 1.80 m **10 pzas**
 - .90 X 1.80 m **10 pzas**
 - 1.10 X 1.50 m

SÁBANA DE CAJÓN

- No Estéril
- Empaque de polietileno
- Elástico en las esquinas de 0.5 ancho X 10 cm de largo
- Presentaciones:
 - .86 X 2.10 m
 - 1.10 X 2.10 m
 - 1.20 X 2.40 m



CONTENIDO: BOLSA CON
1 SÁBANA


BOTA

CARACTERÍSTICAS

- Azul
- Unitalla
- No Estéril
- Con cintas de amarre
- Empaque de bolsa polietileno

PRESENTACIÓN

- Con Plantilla 
- Sin Plantilla 



CONTENIDO: BOLSA CON
100 BOTAS

CAMPO QUIRÚRGICO

CAMPO HENDIDO:


- Estéril / No Estéril
- Tamaño 70 X 60 cm
- Orificio central triangular
- Empaque de bolsa polietileno
- Reborde absorbente (22 X 22 cm) al orificio
- Contenido: • **ESTÉRIL 1 CAMPO**
• **NO ESTÉRIL 5 CAMPOS**

CAMPO ESTÉRIL:

- Estéril
- Tamaño 70 X 60 cm
- Empaque de bolsa polietileno
- Contenido: • **1 CAMPO**

CAMPO ADHESIVO:

- Estéril
- Tamaño 60 X 40 cm
- Cinta doble capa de 60 cm
- Empaque de bolsa polietileno
- Contenido: • **ESTÉRIL 5 CAMPOS**



CUBREZAPATO

CARACTERÍSTICAS

- No Estéril
- Atóxico
- Color Azul
- Unitalla
- Cuerpo 25g/m²
- Empaque de bolsa polietileno

PRESENTACIÓN

- Con Antiderrapante
- Sin Antiderrapante



CONTENIDO: BOLSA CON
100 CUBREZAPATOS

GORRO PARA CIRUGÍA

CARACTERÍSTICAS

- No Estéril
- Atóxico
- Color Azul
- Unitalla
- Cuerpo 25g/m²
- Tapa 25g/m²
- Empaque de bolsa polietileno



CONTENIDO: BOLSA CON
100 GORROS

GORRO

CARACTERÍSTICAS

- 10g/m² Gramos
- 21 Pulgadas
- 100% Polipropileno

PRESENTACIÓN

- **Gorro Tipo Hongo** Azul
- **Gorro Plisado** Blanco



CONTENIDO: BOLSA CON
100 GORROS



LÍNEA
DE PAPEL

BATA DE PAPEL

CARACTERÍSTICAS

- Bata sin mangas
- Papel de 3 pliegos
- Medida 106 cm x 76 cm
- Con cintas amarres de PE sin mangas

PRESENTACIONES



106cm x 76cm




106cm x 76cm



106cm x 76cm



106cm x 76cm



CONTENIDO: CAJA CON
50 BATAS

Bata con tres pliegos de papel crepé que ofrece una protección óptima y un excelente confort para el paciente.

BABERO DE PAPEL

CARACTERÍSTICAS

- Babero de 3 pliegos
- Medida 33.5 cm x 45 cm

COLORES



CONTENIDO: CORRUGADO CON
500 BABEROS

Nuestros baberos ofrecen un alto nivel de confort y protección al paciente. La calidad de nuestros baberos desechables es de amplia confianza, seguridad y durabilidad para sus pacientes.

SÁBANA DE PAPEL

CARACTERÍSTICAS

- Papel crepé Blanco
- Sabána de 3 pliegos
- Medida 100 cm x 182 cm
- Con cintas amarres de PE sin mangas

COLORES



CONTENIDO: CORRUGADO CON
50 SÁBANAS

Sábana de 3 pliegos de papel Blanco con un gran espesor para una absorción, funcionalidad y suavidad para el paciente.

ROLLO PRE-CORTADO

CARACTERÍSTICAS

- Papel mesa para de examen
- Medida: 53 cm x 38 m

PRESENTACIONES



0,53 m x 38 m
PRE-CORTADO
7023



Nuestros rollos de mesa para examen ayudan a crear una atmósfera cálida y acogedora para pacientes de todas las edades, ofreciendo una protección óptima.

ROLLOS DE PAPEL ESTAMPADOS

CARACTERÍSTICAS

- Papel mesa para de examen
- Medida: • 0.46 X 38 m
• 0.53 x 69 m



PRESENTACIONES



0.53 m x 38 m
LISO
4175



0.46 m x 69 m
CRÉPE
3333



0.46 m x 69 m
CRÉPE
3201

Rollo de papel crepé para Mesa de Examen Pediátrica con diseños animados.

ROLLOS DE PAPEL


CARACTERÍSTICAS

- Papel mesa para de examen
- Medida:
 - 0.46 x 69 m
 - 0.53 x 69 m
 - 0.53 x 69 m
 - 0.53 x 38 m

PRESENTACIONES



0.46 x 69 m
LISO
5022



0.53 x 68 m
LISO
5024




0.53 x 69 m
LISO
5025



0.53 x 38 m
CRÉPE
6023



Nuestros rollos de mesa para examen ayudan a crear una atmósfera cálida y acogedora para pacientes de todas las edades, ofreciendo una protección óptima.



AMBIDERM™

AMBIDERM™



CORPORATIVO Y PLANTA DE PRODUCCIÓN

Carr. a Bosques de San Isidro No. 1136
Col. San Isidro C.P. 45147 Zapopan, Jalisco, México.
Tel. +52 (33) 3656 6557

OFICINA TIJUANA

Calle Mariscal Sucre No. 30 C
Fraccionamiento Castro, tercera sección
Centro Industrial los Olivos C.P. 22115 Tijuana, B.C., México.
Tel. +52 (664) 608 1627 +52 (664) 608 7141

COSTA RICA

La Valencia de Heredia, Oficentro Tech Park,
Contiguo a Restaurante Mc Donald's
San José, Costa Rica.
Tel. +506 2237 3377

GUATEMALA

Calzada Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
Empresarial Cortijo II, Bodega 113,
Guatemala, Guatemala.
Tel. +502 2209 2000



 shop.ambiderm.com.mx

 info@ambiderm.com.mx

Lada sin costo en la República: 800 800 8008

a m b i d e r m . c o m . m x